



Laryvox Foam - Large - 48440

<https://mdsmedical.nl/laryvox-foam-large-48440>

Specificaties

Productnummer	48440
Categorie	Accessoires en toebehoren
Kleur	huidskleur
Materiaal	foam
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Type	opvulring
Model	rond
Maat	large

De LARYVOX® FOAM is een ringvormige schijf van schuim met een centrale opening en wordt gebruikt om het huidniveau van een onregelmatige, diepliggende tracheostoma aan te passen.