



## Tracheofix L Beige - 45510

<https://mdsmedical.nl/tracheofix-l-beige-45510>

### Specificaties

Productnummer	45510
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Model	Tracheofix
Materiaal	foam
Maat	large
Pleistervorm	2 plakstrips
Kleur	huidskleur

De TRACHEOFIX® is een speciale schuimfilter met een dikte van 3 mm. De filter werd ontworpen voor halsademhalers die geen tracheacanule dragen.