



Larytape Touch L ovaal - 45972

<https://mdsmedical.nl/larytape-touch-l-ovaal-45972>

Specificaties

Productnummer	45972
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Model	Larytape
Materiaal	foam
Maat	large
Pleistervorm	rondom plakstrip
Kleur	huidskleur

LARYTAPE® TOUCH zorgt voor filtering, bevochtiging en verwarming van de ademlucht en wordt na zorgvuldige reiniging van de tracheostoma met OPTICLEAR®-pleister- lijmverwijderaer en/of het OPTIFAHL®-stomareinigingsdoekje met behulp van kleefstrips volledig op de huid rond de tracheostoma bevestigd.