



## Larytape Touch S ovaal - 45970

<https://mdsmedical.nl/larytape-touch-s-ovaal-45970>

### Specificaties

Productnummer	45970
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Model	Larytape
Materiaal	foam
Maat	small
Pleistervorm	rondom plakstrip
Kleur	huidskleur

LARYTAPE® TOUCH zorgt voor filtering, bevochtiging en verwarming van de ademlucht en wordt na zorgvuldige reiniging van de tracheostoma met OPTICLEAR®-pleister- lijmverwijderaar en/of het OPTIFAHL®-stomareinigingsdoekje met behulp van kleefstrips volledig op de huid rond de tracheostoma bevestigd.