



Tracheotex Bib 3-laags Ped - 40110

<https://mdsmedical.nl/tracheotex-bib-3-laags-ped-40110>

Specificaties

Productnummer	40110
Categorie	Tracheotomie
Type	sjaalbef
Kleur	divers
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Maat	small
Materiaal	polyester gaasstof
Model	Tracheotex Bib 3-laags Ped

Het TRACHEOTEX® BIB PED-stomabeschermingsdoek voor kinderen bedekt en beschermt de tracheostoma. Het uitzonderlijk luchtdoorlatende slab zorgt dat de ingeademde lucht tegelijkertijd verwarmd, bevochtigd en gefilterd wordt, dankzij het meerlagige fijne netweefsel. Deze tracheostomabeschermer absorbeert op betrouwbare wijze lekkend tracheasecreet en biedt een goede bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen, bijv. stof en vuil.