



Tracheotex Scarf Ped - 42010

<https://mdsmedical.nl/tracheotex-scarf-ped-42010>

Specificaties

Productnummer	42010
Categorie	Tracheotomie
Type	sjaalbef
Kleur	divers
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Maat	small
Materiaal	katoen
Model	Tracheotex Scarf Ped

De TRACHEOTEX® Scarf PED stomabeschermings- doek wordt met een ca. 1 cm brede katoenen draagband om de hals bevestigd. Dankzij het in het midden ingewerkte inlegstuk van meerlaags, fijn weefsel wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en tegelijkertijd gefilterd.