



Sensotrach Duo Ped Slit 6 x 7 cm - 30623

<https://mdsmedical.nl/sensotrach-duo-ped-slit-6-x-7-cm-30623>

Specificaties

Productnummer	30623
Categorie	Tracheakompressen
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Model	afgerond
Materiaal	vliesstof
Met slit	Ja
Type	2-laags
Maat	6 x 7
Kleur	wit

Het SENSOTRACH® DUO PED-tracheakompres voor kinderen bestaat uit twee op elkaar gefixeerde kompreslagen van dezelfde dikte. De voor- en achterzijde zijn voorzien van een transparante laag, die voorkomt dat het kompres aan de huid blijft kleven.