



## Laryvox Pad Connect - 48710

<https://mdsmedical.nl/laryvox-pad-connect-48710>

### Specificaties

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Productnummer      | 48710        |
| Categorie          | Tracheotomie |
| Kleur              | huidskleur   |
| Verpakkingseenheid | per stuk     |
| Merk               | FAHL         |
| Type               | opvulling    |
| Model              | rond         |
| Maat               | 22 mm        |

LARYVOX® PAD CONNECT is een zelfklevende af- dichtplaat van zachte, huidkleurige, medische silicone, met een geïntegreerde 22 mm-combi-adapter.