



Humidofix HME - 15mm connector - 46440

<https://mdsmedical.nl/humidofix-hme-15mm-connector-46440>

Specificaties

Productnummer	46440
Categorie	HME-cassettes & filters
HME Type	papiermedium
Kleur	wit
Maat	15 mm
Merk	FAHL
Model	Humidofix
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Normaal

De "kunstneus" HUMIDOFIX® dient als warmte- en vochtwisselaar en wordt bevestigd aan de 15 mm-connector van een tracheacanule.