



## Trachline Humidostom Mini HME - 46860

<https://mdsmedical.nl/trachline-humidostom-mini-hme-46860>

### Specificaties

Productnummer	46860
Categorie	Tracheotomie
HME Type	met O2 aansluiting
Kleur	wit
Maat	15 mm
Merk	FAHL
Model	Humidostom
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Normaal

De TRACHLINE® HUMIDOSTOM® MINI is een warmte- en vochtwisselaar (HME = Heat-Moisture Exchanger) die perfect is afgestemd op de eigenschappen van de TRACHLINE®-serie tracheacanules. De bajonetsluiting waarborgt een veilige verbinding. Vocht en warmte uit de uitgeademde lucht worden in het filtermedium opgeslagen. Bij het inademen geeft de filter dit vocht en de warmte weer af.