



Laryvox SOS safemask - 75000

<https://mdsmedical.nl/laryvox-sos-safemask-75000>

Specificaties

Productnummer	75000
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Model	Laryvox
Type	masker

De LARYVOX® SOS SAFE-MASK voor halsademhalers maakt in noodsituaties, of wanneer dit nodig is, een veilige en efficiënte mond-op-tracheostoma-beademing mogelijk.

Een ingebouwd eenwegventiel biedt de gebruiker een betrouwbare bescherming tegen mogelijke infectierisico's. De uitgeademde lucht kan via het ventiel aan de zijkant van het masker ontsnappen en wordt niet meer door de persoon, die de beademing uitvoert, ingeademd. Ook uittredend sereet wordt via dit ventiel afgevoerd.