



Laryvox Inserter Expert voor DualValve - 25910

<https://mdsmedical.nl/laryvox-inserter-expert-voor-dualvalve-25910>

Specificaties

| | |
|--------------------|---------------|
| Productnummer | 25910 |
| Categorie | Stemprotheses |
| Merk | FAHL |
| Model | Laryvox |
| Type | inserter |
| Verpakkingseenheid | per stuk |

De LARYVOX® INSERTER EXPERT bestaat uit een plaatsingsinstrument en een applicator en wordt gebruikt voor een optimale anterograde plaatsing van **een BLOM-SINGER DUAL VALVE™ STEM-PRO-THESE**. De afgeronde applicatorpunt bevordert bovendien een behoedzame plaatsing en maakt het verwisselen van stemprotheses zo comfortabel mogelijk.