



Suprafix 25 H canuleband- verstelbaar van 35 - 42 cm - 32300

<https://mdsmedical.nl/suprafix-25-h-canuleband-verstelbaar-van-35-42-cm-32300>

Specificaties

Productnummer	32300
Categorie	Tracheotomie
Style	Suprafix
Model	Suprafix
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
1 delig of 2 delig	1-delig
Canule band type	haakjes
Kleur	wit
Maat	medium

In de SUPRAFIX® H-uitvoering zijn de uiteinden van de canuleband voorzien van kunststof haken, die in de zijdelingse bevestigingsogen van het tracheacanuleschild worden bevestigd om de tracheacanule te fixeren.