



Suprafix 18 H canuleband- verstelbaar van 22 - 41 cm - 32301

<https://mdsmedical.nl/suprafix-18-h-canuleband-verstelbaar-van-22-41-cm-32301>

Specificaties

Productnummer	32301
Categorie	Tracheotomie
Style	Suprafix
Model	Suprafix
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
1 delig of 2 delig	1-delig
Canule band type	haakjes
Kleur	wit
Maat	small

In de SUPRAFIX® H-uitvoering zijn de uiteinden van de canuleband voorzien van kunststof haken, die in de zijdelingse bevestigingsogen van het tracheacanuleschild worden bevestigd om de tracheacanule te fixeren.