



Suprafix 36 K canuleband - verstelbaar van 40 - 58 cm - 32503

<https://mdsmedical.nl/suprafix-36-k-canuleband-verstelbaar-van-40-58-cm-32503>

Specificaties

Productnummer	32503
Categorie	Tracheotomie
Style	Suprafix
Model	Suprafix
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
1 delig of 2 delig	1-delig
Canule band type	klittenband
Kleur	wit
Maat	large

De SUPRAPHIX® K maakt een veilige en comfortabele fixatie van de tracheacanule mogelijk. Deze bestaat uit een witte schuimband van ongeveer 3 cm breed, die is omhuld met een zachte vliesstof. De bevestigingsbanden zijn elastisch en voorzien van een verstelbare clip.