



## Sensotrach 3-Plus Slit 9 x 9,8 cm - 30780

<https://mdsmedical.nl/sensotrach-3-plus-slit-9-x-9.8-cm-30780>

### Specificaties

Productnummer	30780
Categorie	Tracheakompressen
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Model	afgerond
Materiaal	vliesstof
Met slit	Ja
Type	3-laags
Maat	9 x 9,8
Kleur	wit

De SENSOTRACH® 3-Plus is een speciaal kompres met coating, en uitzonderlijk geschikt voor patiënten met normale en sterke secreetvorming. De laag dicht bij de huid, herkenbaar aan de groene stiknaad, absorbeert op doeltreffende wijze het secreet van de huid.