



Laryvox UNIEK Inserter - 25925

<https://mdsmedical.nl/laryvox-uniek-inserter-25925>

Specificaties

Productnummer	25925
Categorie	Tracheotomie
Merk	FAHL
Model	Laryvox Uniek
Type	inserter
Verpakkingseenheid	per stuk

De LARYVOX® INSERTER UNIEK bestaat uit een plaatsingsinstrument en een applicator en dient voor een optimale anterograde plaatsing of vervanging van de LARYVOX® UNIEK-stemprothese. De afgeronde applicatorpunt bevordert bovendien een zachte plaatsing en maakt het vervangen van de stemprothese zo comfortabel mogelijk.