



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Optibrush Clean - Canulereinigingspoeder - 31110

<https://mdsmedical.nl/optibrush-clean-canulereinigingspoeder-31110>

Specificaties

Productnummer	31110
Categorie	Tracheotomie
Type	reinigingsmiddel
Merk	FAHL
Model	Optibrush
Verpakkingseenheid	100 gram

Het OPTIBRUSH® CLEAN-canulereinigingspoeder wordt gebruikt om een reinigungsoplossing voor tracheacanules te bereiden. Deze reinigungsoplossing maakt een snelle en intensieve reiniging mogelijk. Per reinigungsbad is één maatlepel OPTIBRUSH® CLEAN nodig.