



Larchel Watertherapiesysteem maat 7 - 79160-07

<https://mdsmedical.nl/larchel-watertherapiesysteem-maat-7-79160-07>

Specificaties

Productnummer	79160-07
Categorie	Tracheotomie
Type	zwemcanule
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Model	Larchel
Maat	Maat 7

Het is van essentieel belang dat u de correcte pasvorm van de trachea- canule en de dichtheid van de cuff controleert voordat u de LARCHEL® in water gebruikt.