



Humidual HME - steriel - 46470

<https://mdsmmedical.nl/humidual-hme-steriel-46470>

Specificaties

Productnummer	46470
Categorie	Tracheotomie
HME Type	met O2 aansluiting
Kleur	wit
Maat	15 mm
Merk	FAHL
Model	Humidual
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Normaal

De HUMIDUAL®-"kunstneus" is een warmte- en vocht- wisselaar (HME) die bestaat uit een kunststof behuizing met twee tegenover elkaar geplaatste schuimfilters, een beveiligingsoverdrukventiel en een koppeling voor zuurstoftoevoer.