



## Laryvox DuoBrush maat 8 - 29110-08

<https://mdsmedical.nl/laryvox-duobrush-maat-8-29110-08>

### Specificaties

Productnummer	29110-08
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	6 stuks
Merk	FAHL
Type	stemprotheseborstel
Model	DuoBrush
Maat	maat 8

De LARYVOX® DUO BRUSH maat 8 wordt gebruikt voor een zachte en grondige dagelijkse reiniging van stemprothesen. Aan de ene zijde bevindt zich een borstel voor het reinigen van het binnenkanaal van de stemprothese in de tracheo-oesofageale fistel en aan de andere zijde bevindt zich een schuimspons voor het verwijderen van afzettingen en secret van de tracheale flens van de stemprothese.