



Laryvox Stomalight- 69101

<https://mdsmedical.nl/laryvox-stomalight-69101>

Specificaties

Productnummer	69101
Categorie	Tracheotomie
Type	stomalampje
Merk	FAHL
Model	Laryvox
Verpakkingseenheid	per stuk

De LARYVOX® STOMALIGHT van stevig metaal kan op de of een LARYVOX® DUO BRUSH (reinigingsborstel voor stemprothesen) worden bevestigd.

De stomalamp wordt met de drukknop aan een van de uiteinden in- en uitgeschakeld. Het apparaat werkt op 2 in de handel verkrijgbare AAA-microbatterijen van 1,5 volt, die bij de levering zijn inbegrepen.

Let op: Een aantal zorgverzekeringen hanteren voor dit product een maximale vergoeding. Raadpleeg uw zorgverzekering of onze Customer Service.