



Laryvox DuoBrush maat 12 - 29110-12

<https://mdsmedical.nl/laryvox-duobrush-maat-12-29110-12>

Specificaties

Productnummer	29110-12
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	6 stuks
Merk	FAHL
Type	stemprotheseborstel
Model	DuoBrush
Maat	maat 12

De LARYVOX® DUO BRUSH maat 12 wordt gebruikt voor een zachte en grondige da- gelijkse reiniging van stemprothesen. Aan de ene zijde bevindt zich een borstel voor het reinigen van het binnenkanaal van de stemprothese in de tracheo-oesofageale fistel en aan de andere zijde bevindt zich een schuimspons voor het verwijderen van afzettingen en secret van de tra- cheale flens van de stemprothese.