



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

MDS Flexibele HME adapter met zuurstofaansluiting - 19888

<https://mdsmedical.nl/mds-flexibele-hme-adapter-met-zuurstofaansluiting-19888>

Specificaties

Productnummer	19888
Categorie	Tracheotomie
Maat	22 mm
Merk	Labarre
Model	MDS adapter
Verpakkingseenheid	stuk

MDS Flexibele HME adapter met zuurstofaansluiting maakt toediening van zuurstof mogelijk op stomaproducten met een standaard 22-mm aansluiting. De HME kan in de siliconen ring worden geplaatst.