



Laryvox Adapt - 48920

<https://mdsmedical.nl/laryvox-adapt-48920>

Specificaties

Productnummer	48920
Categorie	Tracheotomie
Kleur	transparant
Maat	15 mm
Merk	FAHL
Model	15 - 22 mm
Verpakkingseenheid	3 stuks

Deze LARYVOX® adapter voor tracheacanules maakt het mogelijk om speciale hulpmiddelen met standaard 22 mm-combi-adapter aan tracheacanule met 15 mm-connector te bevestigen.