



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Laryvox Connect 22-15mm adapter - 48915

<https://mdsmedical.nl/laryvox-connect-22-15mm-adapter-48915>

Specificaties

Productnummer	48915
Categorie	Tracheotomie
Kleur	wit
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Verpakkingseenheid	stuk

De LARYVOX® CONNECT voor o.a. stomapleisters maakt de bevestiging van speciale hulpmiddelen met standaard 15 mm-connector aan een pleister of KOMBI-tracheacanule (22 mm-combi-adapter) mogelijk.