



Laryvox Adhesive Foam Disc - Large - 48461

<https://mdsmedical.nl/laryvox-adhesive-foam-disc-large-48461>

Specificaties

Productnummer	48461
Categorie	Tracheotomie
Kleur	huidskleur
Materiaal	foam
Verpakkingseenheid	30 stuks
Merk	FAHL
Type	opvulring
Model	rond
Maat	large

De LARYVOX® ADHESIVE FOAM DISCS zijn gevuld met schuim en hebben aan weerszijden een kleeflaag. De kleefvlakken zijn bedekt met een beschermend papier, dat gemakkelijk kan worden verwijderd.