



Laryvox Plug 4 mm - 25810

<https://mdsmedical.nl/laryvox-plug-4-mm-25810>

Specificaties

Productnummer	25810
Categorie	Noodgevallen
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Model	Laryvox
Type	stemprotheseplug

De LARYVOX® PLUG 4 mm-afsluitstop voor kleine stemprothesen is bedoeld voor kortetermijngebruik en voor gebruik met een defecte stemprothese, om transprothetische vloeistoflekkage (centraal door de stemprothese) te voorkomen. Deze is compatibel met de meeste merken stemprothesen met een lengte van 4 mm. De afsluitstop mag slechts tijdelijk worden gebruikt.