



Laryvox Tracheostomaspreider - 35500

<https://mdsmedical.nl/laryvox-tracheostomaspreider-35500>

Specificaties

Productnummer	35500
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Type	stomaspreider
Model	Laryvox
Maat	medium

De LARYVOX®-TRACHEOSTOMASPREIDER maakt spreiding en een tijdelijke beveiliging van de tracheostoma bij tracheotomie- en laryngectomiepatiënten mogelijk. Door het gespreide tracheostoma wordt het veel gemakkelijker om een tracheacanule in te brengen, omdat "samentrekken" van de tracheostoma, met name bij een instabiele opening, wordt voorkomen.