



Provox LaryClips - 7669

<https://mdsmedical.nl/provox-laryclips-7669>

Specificaties

Productnummer	7669
Categorie	Tracheotomie
Style	Provox
Kleur	huidskleur
Verpakkingseenheid	48 stuks
Merk	Provox
Type	fixatiepleister
Model	Provox

De Provox Laryclip is een tweedelig systeem bestaande uit een huidplakker en een haakje welke met klittenband aan elkaar zijn verbonden. Met een Laryclip kan een laryngectomiecanule of stomabutton gefixeerd worden zonder canuleband.