



## Optibrush Swab met klein schuimkopje - 31910

<https://mdsmedical.nl/optibrush-swab-met-klein-schuimkopje-31910>

### Specificaties

Productnummer 31910

Categorie Tracheotomie

Maat S

Verpakkingseenheid 30 stuks

Merk FAHL

Type swab

Model swab

De OPTIBRUSH® SWAB-reinigingsstampon bestaat uit een soepele kunststof staafje, dat aan één kant stevig is verbonden met een sponsachtige, bijzonder absorberende top van polyurethaanschuim. Dit hulpmiddel is bijzonder geschikt voor het voorzichtig reinigen van tracheacanules van zachte kunststof.