



Compact Space Chamber Plus - 3045

<https://mdsmedical.nl/compact-space-chamber-plus-3045>

Specificaties

Productnummer	1443
Categorie	Tracheotomie
Kleur	transparant
Maat	15 mm
Merk	RC
Verpakkingseenheid	stuk

Met een voorzetkamer kan medicatie (aerosolen, "pufjes") via de tracheostoma worden geïnhaleerd. Dankzij de flexibele achterkant is deze geschikt voor alle gangbare dosis-aerosolen.