

MDS Adapter 23-15mm - 19980

<https://mdsmedical.nl/mds-adapter-23-15mm-19980>

Specificaties

Productnummer	19980
Categorie	Laryngectomie
Kleur	wit
Maat	23 mm
Merk	Labarre
Model	MDS adapter
Verpakkingseenheid	2 stuks

De MDS 23-15 mm Adapter maakt het mogelijk om bepaalde producten met een standaard 15 mm aansluiting te gebruiken op een 23 mm connector. Denk hierbij aan een voorzetskamer voor inhalatie van pufjes en de Labarre zuurstofadapter die u wellicht in uw Emergencyset heeft.