



## Tracheostoma-Fix L Beige - 45100

<https://mdsmedical.nl/tracheostoma-fix-l-beige-45100>

### Specificaties

Productnummer	45100
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Model	Tracheofix
Materiaal	foam
Maat	large
Pleistervorm	1 plakstrip
Kleur	huidskleur

TRACHEOSTOMA-FIX® is een populaire tracheostomabe- scherming van schuim, die - na zorgvuldige reiniging van de tracheostoma met OPTICLEAR®-pleisterlijmverwijderaar en/of het OPTIFAHL®-stomareinigingsdoekje - over de halsopening wordt geplakt. Het luchtdoorlatende materiaal met een dikte van 4 mm zorgt voor een optimale filtering, bevochtiging en verwarming van de ademlucht. TRACHEOSTOMA-FIX® is bestemd voor eenmalig gebruik.