



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

FAHL Optifluid Lubricant Gel - 36105

<https://mdsmedical.nl/fahl-optifluid-lubricant-gel-36105>

Specificaties

Productnummer	36105
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	100 stuks
Merk	FAHL
Type	glijmiddel
Model	glijmiddel

De FAHL® OPTIFLUID® LUBRICANT GEL is een kleurloos glijmiddel op waterbasis en wordt met name gebruikt voor het vergemakkelijken van het inbrengen van tracheacanules in de tracheostoma.