



## Optiflausch Slim K Ped - 32557

<https://mdsmedical.nl/optiflausch-slim-k-ped-32557>

### Specificaties

Productnummer	32557
Categorie	Tracheotomie
Style	Optiflausch
Model	Optiflausch
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
1 delig of 2 delig	2-delig
Canule band type	klittenband
Kleur	wit
Maat	small

In tegenstelling tot de standaarduitvoering is de OPTIFLAUSCH® SLIM K PED-canuleband slechts 1,7 cm breed. De halsmaat is variabel en kan met de klittenbandsluiting gemakkelijk en snel op de gewenste halswijdte worden ingesteld.