



Proline Basic maat 7 - 1001170

<https://mdsmedical.nl/proline-basic-maat-7-1001170>

Specificaties

Productnummer	1001170
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	1001170
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10 mm
Lengte Ruglijn	81 mm
Lengte Hartlijn	75 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

Buitencanule met 2 binnencanules, met swivel connector 15mm, met nekbandje en met obturator - maat 7