



## Proline Basic maat 8 - 1001180

<https://mdsmedical.nl/proline-basic-maat-8-1001180>

### Specificaties

Productnummer	1001180
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1001180
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	84 mm
Lengte Hartlijn	77 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

Buitencanule met 2 binnencanules, met swivel connector 15mm, met nekbandje en met obturator - maat 8