



Proline Suction maat 9 - 1001390

<https://mdsmedical.nl/proline-suction-maat-9-1001390>

Specificaties

Productnummer	1001390
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1001390
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Proline
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	79 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

Buitencanule met fenestratie, 2 binnencanules met swivel connector 15mm (waarvan 1 gefenestreerd), met nekbandje, met obturator, met decannulatie dopje en met een spreekklep. Maat 9