



Proline Basic Voice maat 6 - 1001460

<https://mdsmedical.nl/proline-basic-voice-maat-6-1001460>

Specificaties

Productnummer	1001460
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1001460
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	9 mm
Lengte Ruglijn	78 mm
Lengte Hartlijn	73 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

Buitencanule met zeef fenestratie, 2 binnencanules *waarvan 1 gefenestreerd) met 15mm connectie, met nekbandje, met obturator, met decanulatie dopje en met een spreekklep - maat 6