



Proline Basic Voice maat 10 - 1001410

<https://mdsmedical.nl/proline-basic-voice-maat-10-1001410>

Specificaties

Productnummer	1001410
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1001410
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13 mm
Lengte Ruglijn	90 mm
Lengte Hartlijn	81 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

Buitencanule met zeef fenestratie, 2 binnencanules *waarvan 1 gefenestreerd) met 15mm connectie, met nekbandje, met obturator, met decanulatie dopje en met een spreekklep - maat 10