



## Proline Cuff Voice maat 7 - 1001570

<https://mdsmedical.nl/proline-cuff-voice-maat-7-1001570>

### Specificaties

Productnummer	1001570
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1001570
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10 mm
Lengte Ruglijn	81 mm
Lengte Hartlijn	75 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

Buitencanule met zeef fenestratie en cuff, 2 binnencanules (waarvan 1 met fenestratie) met swivel connector 15mm, met neck bandje, met obturator, met decanulatie dopje en met een spreekklep - maat 7