



## Proline Cuff Voice maat 8 - 1001580

<https://mdsmedical.nl/proline-cuff-voice-maat-8-1001580>

### Specificaties

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Productnummer           | 1001580        |
| Categorie               | Tracheotomie   |
| Artikelnummer           | 1001580        |
| Canule type             | Proline        |
| Kleur                   | wit            |
| Verpakkingseenheid      | per stuk       |
| Merk                    | Primed         |
| Met Cuff                | Ja             |
| Subglottische afzuiging | Nee            |
| Model                   | Proline        |
| Maat                    | maat 8         |
| Buitendiameter distaal  | 11 mm          |
| Lengte Ruglijn          | 84 mm          |
| Lengte Hartlijn         | 77 mm          |
| Canule Curve            | 84 - 93 graden |
| Binnencanule type       | 15 mm          |
| Met spreekklep          | Ja             |

Buitencanule met zeef fenestratie en cuff, 2 binnencanules (waarvan 1 met fenestratie) met swivel connector 15mm, met neck bandje, met obturator, met decanulatie dopje en met een spreekklep - maat 8