



Proline Suction Voice maat 6 - 1001660

<https://mdsmedical.nl/proline-suction-voice-maat-6-1001660>

Specificaties

Productnummer	1001660
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1001660
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Proline
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	9 mm
Lengte Ruglijn	78 mm
Lengte Hartlijn	73 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

Buitencanule zeeffenstratie, met cuff en subglottische uitzuig optie, 2 binnencanules (waarvan 1 gefenstreerd) met 15 mm connector, met neckbandje, met obturator, met decanulatie dopje en met spreekklep - maat 6