



Proline Suction Voice maat 9 - 1001690

<https://mdsmedical.nl/proline-suction-voice-maat-9-1001690>

Specificaties

Productnummer	1001690
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	1001690
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Proline
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	79 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

Buitencanule zeeffenstratie, met cuff en subglottische uitzuig optie, 2 binnencanules (waarvan 1 gefenstreerd) met 15 mm connector, met neckbandje, met obturator, met decanulatie dopje en met spreekklep - maat 9