



Proline Suction Voice maat 10 - 1001610

<https://mdsmedical.nl/proline-suction-voice-maat-10-1001610>

Specificaties

Productnummer	1001610
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1001610
Canule type	Proline
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Proline
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13 mm
Lengte Ruglijn	90 mm
Lengte Hartlijn	81 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

Buitencanule zeeffenstratie, met cuff en subglottische uitzuig optie, 2 binnencanules (waarvan 1 gefenstreerd) met 15 mm connector, met neckbandje, met obturator, met decanulatie dopje en met spreekklep - maat 10