



Proline XT Basic maat 9 - 1002190

<https://mdsmedical.nl/proline-xt-basic-maat-9-1002190>

Specificaties

Productnummer	1002190
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1002190
Canule type	Proline XT
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline XT
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	79 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

ProLine buitenanule met 2 binnen canules met 15mm swivel connector, met nekbandje en met obturator in extra lange uitvoering - maat 9