



## Proline XT Basic Voice maat 7 - 1002470

<https://mdsmedical.nl/proline-xt-basic-voice-maat-7-1002470>

### Specificaties

Productnummer	1002470
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1002470
Canule type	Proline XT
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline XT
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10 mm
Lengte Ruglijn	81 mm
Lengte Hartlijn	75 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm fen
Met spreekklep	Ja

De XT-line canules worden gebruikt wanneer de maatvoering en de curve van een standaardcanule niet volstaat, bijvoorbeeld bij obesitas of andere anatomische redenen. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.