



Proline XT Cuff Voice maat 7 - 1002570

<https://mdsmedical.nl/proline-xt-cuff-voice-maat-7-1002570>

Specificaties

Productnummer	1002570
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	1002570
Canule type	Proline XT
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline XT
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10 mm
Lengte Ruglijn	81 mm
Lengte Hartlijn	75 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

De XT-line canules worden gebruikt wanneer de maatvoering en de curve van een standaardcanule niet volstaat, bijvoorbeeld bij obesitas of andere anatomische redenen. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.