



Proline XT Cuff Voice maat 8 - 1002580

<https://mdsmedical.nl/proline-xt-cuff-voice-maat-8-1002580>

Specificaties

Productnummer	1002580
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	1002580
Canule type	Proline XT
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline XT
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	84 mm
Lengte Hartlijn	77 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

De XT-line canules worden gebruikt wanneer de maatvoering en de curve van een standaardcanule niet volstaat, bijvoorbeeld bij obesitas of andere anatomische redenen. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.